

中一醫事檢驗所 通告

中 1140920 號

(2025/09/20)

致 各院所

本所委外檢驗項目更換試劑廠牌，公告如下：

自 2025 年 09 月 20 日起，檢驗項目 Anti-smoothmuscleAb (抗平滑肌抗體)、Anti-Mitochondrial Ab(抗粒腺體抗體)、Anti-parietal cell Ab；APCA(抗壁細胞抗體)、Basement Membrane Zone Ab (基底膜帶抗體)、Anti-Intercellular Substance Antibodies (細胞間質抗體)，更換試劑廠牌。

1. 檢驗項目 Anti-smoothmuscleAb (抗平滑肌抗體)、Anti-Mitochondrial Ab(抗粒腺體抗體)更換試劑廠牌，說明如下

項目	原廠牌	新廠牌
廠牌	IMMCO Diagnostics	Euroimmun
原理	IFA	IFA
檢體需求	血清	血清、 血漿(EDTA、Heparin 或 Sodium Citrate)
檢體需求量	0.5mL	0.5mL
檢體保存	離心後血清 2-8°C 不超過一 星期	離心後血清 2-8°C 不超過一 星期
參考區間	<1:10X(-)	1:40X(-)
發報告日	每周四發報告	每周四發報告；截止收件為 每週三，如需 Recheck 則延 至下周四發報告。

2. 檢驗項目 Anti-parietal cell Ab；APCA (抗壁細胞抗體)更換試劑廠牌，說明如下

項目	原廠牌	新廠牌
廠牌	IMMCO Diagnostics	Euroimmun
原理	IFA	IFA
檢體需求	血清	血清、 血漿(EDTA、Heparin 或 Sodium Citrate)
檢體需求量	0.5mL	0.5mL
檢體保存	離心後血清 2-8°C 不超過一 星期	離心後 2-8°C 可保存 7 天， -15~-25°C 可保存 28 天
參考區間	<1:10X(-)	1:10X(-)
發報告日	每周四發報告	每周四發報告；截止收件為 每週三，如需 Recheck 則延 至下周四發報告。

3. 檢驗項目 Basement Membrane Zone Ab；(基底膜帶抗體)、Anti-Intercellular Substance Antibodies；Anti-ICS Ab(細胞間質抗體)更換試劑廠牌，說明如下

	原方法	新方法
廠牌	IMMCO Diagnostics	Euroimmun
原理	IFA	IFA
檢體需求	血清	血清、 血漿(EDTA、Heparin 或 Sodium Citrate)
檢體需求量	0.5mL	0.5mL
檢體保存	離心後血清 2-8°C 不超過一星期。	離心後 2-8°C 可保存 7 天， -15~-25°C 可保存 28 天
參考區間	<1:20X(-)	1:10X(-)
發報告日	每周四發報告	每周四發報告；截止收件為每週三，如需 Recheck 則延至下周四發報告。

造成不便, 敬請見諒

