	檢驗	 所提供服	務一覽	 表	÷ 1/	1 绐 站 •	Cyleb OP 7.2.2.01	修改日:2025/08/1		
		Service l	List		X	ド海明が、・	Cylab-QR-7.2.2-01	版次	: 1	
	檢驗項目	健保代碼	檢體	適應症	檢驗容器	檢體量	參考值	檢驗時效	加驗時效	
	AST	09025C	serum	肝功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	男:<40 U/L 女: <32 U/L	當日發報告	7 天	
	ALT	09026C	serum	肝功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	男:<41 U/L 女: <33 U/L	當日發報告	7天	
	ALP	09027C	serum	肝功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	男:40~130 U/L 女: 35~105 U/L	當日發報告	7天	
	Total Protein	09040C	serum	肝功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	6.6~8.7 g/dl	當日發報告	10天	
	Albumin	09038C	serum	肝功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	3.5~5.2 g/dl	當日發報告	10天	
	Globulin	09039C	serum	肝功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	1.3~3.5 g/dl	當日發報告		
	A/G Ratio		serum	肝功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	1.0~2.5	當日發報告		
	T-Bilirubin	09029C	serum	肝功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	\leq 1.2 mg/dl	當日發報告	*不接受加驗	
	D-Bilirubin	09030C	serum	肝功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	\leq 0.3 mg/dl	當日發報告	*不接受加驗	
	r-GT	09031C	serum	肝功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	男:<60 U/L 女: <40 U/L	當日發報告	7 天	
	BUN	09002C	serum	腎功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	18-60歲:6-20 mg/dl 60-90歲:8-23 mg/dl	當日發報告	7天	
	Creatinine	09015C	serum	腎功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	男:0.7~1.2 mg/dl 女: 0.5~0.9 mg/dl	當日發報告	serum: 7天 urine:3天	
	Uric Acid	09013C	serum	腎功能檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	男:3.4~7.0 mg/dl 女: 2.4~5.7 mg/dl	當日發報告	5天	
	T-Cholesterol	09001C	serum	血脂肪檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<200 mg/dl	當日發報告	7天	
	Triglyceride	09004C	serum	血脂肪檢查	白/淺黃頭		<150 mg/dl	當日發報告	10天	
	HDL CI	000426					男:35~150 mg/dl			
	HDL-Cho	09043C	serum	血脂肪檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	女: 45~150 mg/dl	當日發報告	7 天	
	LDL-Cho	09044C	serum	血脂肪檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<130 mg/dl	當日發報告	7天	
	CHO/HDL		serum	血脂肪檢查	白/淺黃頭		1.0~5.0	當日發報告		
	Glucose AC	09005C	serum	糖尿病檢查	灰頭	1~3 ml	60~100 mg/dl	當日發報告	灰管:3天 *生化管不接受加驗	
	Glucose PC	09005C	serum	糖尿病檢查	灰頭	1~3 ml	80~140 mg/dl	當日發報告	灰管:3天 *生化管不接受加驗	
	HbA1c	09006C	全血	糖尿病檢查	紫頭	1~3 ml	4.0~5.6 %	當日發報告	7天	
	Calcium	09011C	serum	電解質檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	8.6-10.0 mg/dl	當日發報告	7 天	
生化	Phosphorus	09012C	serum	電解質檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	2.5-4.5 mg/dl	當日發報告	4天	
檢驗	Na	09021C	serum	電解質檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	136∼145 mmol/L	當日發報告	*不接受加驗	
	K	09022C	serum	電解質檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	3.5~5.1 mmol/L	當日發報告	*不接受加驗	
	Cl	09023C	serum	電解質檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	98∼107 mmol/L	當日發報告	*不接受加驗	
	LDH	09033C	serum	心肌酵素檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	男:135~225 U/L 女: 135~214 U/L	當日發報告	4天	
	СРК	09032C	serum	心肌酵素檢查	白/淺黃頭		男:<190 U/L 女: <170 U/L	當日發報告	7 天	
	Amylase	09017C	serum	胰臟酵素檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	28~100 U/L	當日發報告	7天	
	CK-MB	09071C	serum	心肌酵素檢查	白/淺黃頭		<25 U/L	當日發報告	8天	
	Lipase	09064C	serum	胰臟酵素檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	13-60 U/L	當日發報告	7天	
	Serum Iron/TIBC	09035B	serum	缺鐵性貧血	白/淺黃頭	1~3 ml	Serum Iron: 33~193 ug/dl TIBC: 男:158~538 ug/dl 女:168~585 ug/dl	當日發報告	10天	
	UIBC		serum	缺鐵性貧血	白/淺黃頭	1~3 ml	男:125~345 ug/dl 女:135~392 ug/dl	當日發報告	7天	
	Mg	09046B	serum	神經傳導	白/淺黃頭		1.6-2.6 mg/dl	當日發報告	7天	
	hsCRP	12015C	serum	發炎指標	白/淺黃頭		<0.5 mg/dl	當日發報告	10天	
	CRP	12015C	serum	發炎指標	白/淺黃頭		<0.5 mg/dl	當日發報告	10天	
	RF	12011C	serum	類風濕性關節炎	白/淺黃頭	1~3 ml	< 14 IU/ml	當日發報告	3天	

Γ	IgG	12147B	serum	感染指標	白/淺黃頭	1~3 ml	700-1600 mg/dl	當日發報告	10天
	Microalbumin	12111C	Urine	腎臟病泌尿系統疾病	尿管	5ml	< 2.0 mg/dL	當日發報告	*不接受加驗
	Urine Protein, UTP	09040C	Urine	腎臟病泌尿系統疾病	尿管	5ml	隨機尿<15 mg/dl 24HRS<14 mg/dl	當日發報告	*不接受加驗
-	Digoxin	10511C	serum	血中藥物濃度測定	白/淺黃頭	1~3 ml	0.8-2.0 ng/ml	當日發報告	*不接受加驗
	Theophylline	10509B	serum	血中藥物濃度測定	白/淺黃頭	1~3 ml	10-20 ug/ml	當日發報告	7天
	Phenytoin, Dilantin	10502B	serum	血中藥物濃度測定	白/淺黃頭	1~3 ml	10-20 ug/ml	當日發報告	4天
	Valproic Acid, Depakin	10510C	serum	血中藥物濃度測定	白/淺黃頭	1~3 ml	50-100 ug/ml	當日發報告	7天
	Vancomycin	10531B	serum	血中藥物濃度測定	白/淺黃頭	1~3 ml	Trough:5-10 ug/ml Peak:25-40 ug/ml	當日發報告	10天
	檢驗項目	健保代碼	檢體	適應症	檢驗容器	檢體量	參考值	備註	加驗時效
	HBsAg B型表面抗原 (定量)	14032C	serum	肝炎病毒檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	(-) : <1.00 S/CO (+) : ≥1.00 S/CO	當日發報告	6天
L	HBsAb B型表面抗體	14033C	serum	肝炎病毒檢查	白/淺黃頭		(-) , ≥10(+)IU/L	當日發報告	6天
	HBeAg B型肝炎e抗原	14035C	serum	肝炎病毒檢查	白/淺黃頭		(-): <1.0 COI	當日發報告	10天
	HBeAb B型肝炎e抗體	14036C	serum	肝炎病毒檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	(-): >1.0 COI	當日發報告	10天
	Anti-HBc B型肝炎核心 抗體	14037C	serum	肝炎病毒檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	≤1.0 (+)COI >1.0 (-)COI	當日發報告	10天
	Anti-HBc IgM B型肝炎核心抗體免 疫球蛋白M	14038C	serum	肝炎病毒檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<1.0 (-)COI	當日發報告	6天
	Anti HAV-IgM A型肝炎抗體-M	14039C	serum	肝炎病毒檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<0.8(-)S/CO 0.8-1.2(+/-)S/CO >1.2(+)S/CO	當日發報告	7天
-	Anti HAV A型肝炎抗體	14040C	serum	肝炎病毒檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<1.00 (-)S/CO ≥1.00 (+)S/CO	當日發報告	7天
	HCV Ab C型肝炎檢查	14051C	serum	肝炎病毒檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	(-): <1.00 S/CO (+): ≥1.00 S/CO	當日發報告	7天
	RPR 梅毒血清反應	12001C	serum	性病檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	(-):Non-Reactive	當日發報告	3天
	TPPA 梅毒抗體反應	12018C	serum	性病檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	(-) <1:80	當日發報告	2天
	Chlamydia IgG 披衣菌抗體	12107C	serum	性病檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<9(-);9-<11(+/-) ≥11(+)AU/mL	當日發報告	7天
	Chlamydia IgA 披衣菌抗體	12107C	serum	性病檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<5(-);5-<6(+/-) $\ge 6(+)$ index	當日發報告	7天
	HSV I 皰疹一型	14005C	serum	性病檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	(-): <0.6 COI Equivocal: 0.6~0.99 COI (+): ≥ 1.0 COI	當日發報告	7天
	HSV II 皰疹二型	14005C	serum	性病檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	(-): <0.5 COI Equivocal: 0.5~0.999 COI (+): ≥ 1.0 COI	當日發報告	7天
	HIV Combo 愛滋病抗體篩檢	14049C	serum	性病檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<1.0(-): 陰性	當日發報告	10天
Ī	T4 四碘甲狀腺素	09010C	serum	甲狀腺檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	5.1~14.1 ug/dl	當日發報告	8天
	T3 三碘甲狀腺素	09009C	serum	甲狀腺檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	80~200 ng/dl	當日發報告	10天
	TSH 甲狀腺激素	27004C	serum	甲狀腺檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	0.27~4.20 uIU/ml	當日發報告	10天
	Free T4 四碘游離甲狀腺	09106C	serum	甲狀腺檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	0.93~1.70 ng/dl	當日發報告	7天
	Free T3 三碘游離甲狀腺	09107C	serum	甲狀腺檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	2.0~4.4 pg/ml	當日發報告	7天

				T	1		F-101 Dh2 5 12 5		1
	FSH滤泡激素	09125C	serum	荷爾蒙檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	Follicular Phase:3.5~12.5 Ovulation Phase:4.7~21.5 Luteal Phase:1.7~7.7 Postmenopausal:25.8~134.8 Male: 1.5~12.4 mIU/ml	當日發報告	10天
	LH黃體化激素	09126C	serum	荷爾蒙檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	Male:1.5~12.4 mIU/ml Follicular Phase2.4~12.6 Ovulation Phase:1.0~95.6 Luteal Phase:1.0~11.4 Postmenopausal:7.7~58.5 Male:1.7~8.6 mIU/ml	當日發報告	10天
	Prolactin催乳激素	09120C	serum	荷爾蒙檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	男:4.04-15.2 ng/ml 女:4.79-23.3 ng/ml	當日發報告	10天
	Progesterone 黃體脂酮	09105C	serum	荷爾蒙檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	Follicular Phase:0.057~0.893 Ovulation Phase:0.121~12.0 Luteal Phase:1.83~23.9 Postmenopausal:<0.05~0.126 Male:<0.05~0.149 Pregnancy 1st trimester:11.0~44.3 ng/ml	當日發報告	5天
	Testosterone 睪丸脂醇	27021B 09121B	serum	荷爾蒙檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	男20~49歲249~836, 男≥50 歲193~740, 女20~49歲 8.4~48.1, 女≥50歲2.9~40.8 ng/dl	當日發報告	10天
	SHBG 人類性荷爾蒙結合球 蛋白	無法申報	serum	荷爾蒙檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	男: 20-49歲 18.3-54.1 ≥50歲 20.6-76.7 女: 20-49歲 32.4-128 ≥50歲 27.1-128	當日發報告	3天
	E2雌激素	27019B 09127B	serum	荷爾蒙檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	Follicular Phase:30.9~90.4 Ovulation Phase:60.4~533 Luteal Phase:60.4~232 Postmenopausal:<5.0~138 Male:11.3~43.2 Pregnancy 1st trimester:154~3243 pg/ml	當日發報告	2天
	AFP胎兒蛋白 (肝癌篩檢)	12007C	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	<7 ng/ml	當日發報告	10天
	CEA癌胚抗原	12021B	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	<5.0 ng/ml 吸煙者<6.5 ng/ml	當日發報告	10天
	CA 15-3乳癌篩檢	12078B	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	<26.2 U/ml	當日發報告	5天
	PSA 攝護腺癌篩檢	12081B	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	< 4.0 ng/ml	當日發報告	5天
	FPSA		serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	FPSA/TPSA > 25%	當日發報告	5天
	CA 125 卵巢癌指標	12077B	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	< 35.0 U/ml	當日發報告	5天
	HE 4卵巢癌指標	無法申報	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	停經前<92.1,停經後<121 pmol/L	當日發報告	2天
血	CA 19-9 胰臟癌篩檢	12079B	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	< 27 U/ml	當日發報告	10天
清免	NSE 小細胞肺癌篩檢	無法申報	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	<16.3 ng/ml	當日發報告	*不接受加驗
疫學檢	EBV-IgA鼻咽癌篩檢	14046B	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	(-):<9 (+/-):9~11 (+):>11	隔日發報告	5天
驗	Cyfra 21-1 非小細胞肺癌	無法申報	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	<2.37 ng/ml	當日發報告	10天
	CA 72-4胃癌篩檢	無法申報	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	<6.9 U/ml	當日發報告	10天
	Beta2-Micro 細球蛋白	無法申報	serum	癌腫瘤篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	<60歲: 800~2200 ug/L >60歲: ≦3000 ug/L	當日發報告	3天
	NT-proBNP 心臟功能標記	無法申報	serum	心臟功能標記	白/淺黃頭	1~3 ml	<125 pg/ml	當日發報告	6天
	Insulin 胰島素	09103C	serum	糖尿病檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	2.6-24.9 μU/ml	當日發報告	2天
	Troponin I 肌鈣蛋白I	無法申報	serum	心臟功能標記	白/淺黃頭	1~3 ml	<0.3ng/ml	當日發報告	*不接受加驗
	H.Pylori IgG 胃幽門旋曲桿菌IgG抗 體	13018C	serum	胃部檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<0.8(-) 0.8~0.9(+/-) ≥0.9(+)	當日發報告	8天
	Ferritin鐵蛋白	12116C	serum	鐵質、急性發炎	白/淺黃頭	1~3 ml	男:30~400 ng/ml 女:13~150 ng/ml	當日發報告	7天

ASLO 抗鏈球菌溶血素O	12003C	serum	自體免疫疾病	白/淺黃頭	1~3 ml	大人<200 IU/ml 小孩<150 IU/ml	當日發報告	8天
β-HCG 人類絨毛膜素	12022B	serum	荷爾蒙檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<1.0 mIU/ml	當日發報告	10天
36項MAST 36項過敏 原	30022C	serum	過敏檢查	白/淺黃頭	3 ml	<0.1	3天 (1.3.5操作)	7天
IgE 免疫球蛋白E	12031C	serum	過敏檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<100 IU/ml	當日發報告	7天
Micro-IgE 臍血免疫球蛋白	12031C	serum	過敏檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<0.9 KUA/I	當日發報告	7天
PTH-I 副甲狀腺素	09122B	serum	甲狀腺檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	15-65 pg/ml	當日發報告	*不接受加驗 *採檢完需離心血 清冷藏存放
VitD Total	無法申報	serum	骨質檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<20缺乏,20-29不足,30-60 理想 ng/ml	當日發報告	4天
Beta-crossLap 骨質流失標記	無法申報	serum	骨質檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	男性:	當日發報告	*不接受加驗
Cortisol 腎上腺皮質固醇	09113B	serum	庫辛氏、愛迪生氏症	白/淺黃頭	1~3 ml	6-10a.m.: 4.82-19.5 4-8p.m.: 2.47-11.9 ug/dL	當日發報告	4天
DHEA-S 還原雄性素硫化物	27080B	serum	婦女多毛症、女子男化 症	白/淺黃頭	1~3 ml	年齢 女性年 男性さ 10-14歳 33.9-280 24.4- 247 15-19歳 65.1-368 70.2- 492 20-24歳 148-407 211-492 25-34歳 98.8-340 160-449 35-44歳 60.9-337 88.9- 427 45-54歳 35.4-256 44.3- 331 55-64歳 18.9-205 51.7-	當日發報告	10天
Rubella IgG 德國麻疹抗體	14044B	serum	德國麻疹	白/淺黃頭	1~3 ml	(-);≥10 IU/ml(+)有抗體	當日發報告	10天
Toxoplasma IgG 弓漿蟲抗體IgG	無法申報	serum	弓漿蟲檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	(-): <1.0 Equivocal: 1~2.9 (+): ≥3.0 IU/ml	當日發報告	10天
Toxoplasma IgM 弓漿蟲抗體IgM	無法申報	serum	弓漿蟲檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<0.8(-) Equivocal 0.8-0.99 ≧1.0(+)	當日發報告	10天
Varicella Zoster IgG 水痘抗體IgG	14012A	serum	水痘檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	(-): <135 (+/-): 135~<165 (+): ≧165 mIU/ml	當日發報告	7天
Varicella Zoster IgM 水痘抗體IgM	14013A	serum	水痘檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<0.8(-) mIU/ml	三日發報告 (委台北立人)	7天
Widal test 傷寒試驗	無法申報	serum	傷寒檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	≤1:80X(+)	當日發報告	7天
Homocysteine 同半胱氨酸	12151B	Serum /Plasma	心血管疾病	紫頭 白/淺黃頭	1~3 ml	男:5.46-16.20 umol/L 女:4.44-13.56 umol/L	當日發報告	*不接受加驗 *需單獨抽管並離 心分離血清後冷凍 存放
SCC 鱗狀細胞癌	12080B	serum	腫瘤標記	白/淺黃頭	1~3 ml	<1.5 ng/ml	當日發報告	7天

ı	TCH Docenter Ale						T		
	TSH Recepter Ab 甲狀腺促進素結合抗 體	12121B	serum	甲狀腺檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	<1.75 IU/L	當日發報告	6天
	ACTH 血清促腎上腺皮質素	09119B	Plasma	庫辛氏病鑑別	紫頭	1~3 ml	7.2-63.3 pg/ml	當日發報告	*不接受加驗 *採檢完需離心分 離血漿後冷凍存放
	Measles IgG 麻疹抗體	14070B	serum	麻疹篩檢	白/淺黃頭	1~3 ml	(-): <13.5 (+/-): 13.5-16.4 (+): >16.5	當日發報告	7天
-	14	14 to 15 -	14.12.44	, de	14 55 55 55	14 pH 日	A 4 12	ni	
	檢驗項目	健保代碼	檢體	適應症	檢驗容器	檢體量	参考值	備註	加驗時效
	WBC	08002C					3.25-9.16 x10 ³ /uL 男 4.21-5.9 x10 ⁶ /uL		
	RBC	08001C					女 3.78-5.25 x10 ⁶ /uL		
	Hb	08003C					男 13.1-17.2 g/dL 女 11.0-15.2 g/dL		
	Ht	08004C					男 39.6-51.5 % 女 34.8-46.3 %		
	MCV						80.9-99.3 fL		
	МСН		全血	各類血球計數:評估 各種發炎、貧血、血	紫頭	1~3 ml	25.5-33.2 pg	當日發報告	*不接受加驗
血	МСНС			小板機能評估等			31.0-34.9 g/dL		
液學	Platelet	08006C					150-378 x10 ³ /uL		
子檢驗	CBC 8項	08011C					同上		
河双	CBC-DC 08013C					Neutro 41.6-74.4 %		ļ	
		000120					Lympho 18.0-48.8 %	1	
	CBC-DC	08013C					Mono 3.3-8.9 % Eosin 0.3-7.9 %		
							Baso 0.2-1.6 %		
	PT 凝血酶原時間	08026B	全血	凝血機能評估	藍頭	2.0ml	8.0-12.0 Sec	當日發報告	*不接受加驗 *比例需正確
	APTT部份酶原活化時 間	08036B	全血	凝血機能評估	藍頭	2.0ml	23.9-35.5 Sec	當日發報告	*不接受加驗 *比例需正確
	Blood Type	11001C	全血	血型檢查	紫頭	1~3 ml		當日發報告	7天
	Rh Type	11003C	全血	血型檢查	紫頭	1~3 ml		當日發報告	7天
	ESR 血球沉降速率	08005C	全血	發炎	紫頭	1~3 ml	1HR <20 mm	當日發報告	*不接受加驗
	檢驗項目	健保代碼	檢體	適應症	檢驗容器	檢體量	參考值	備註	加驗時效
	Reaction PH	06001C	尿液			10 ml	5-8		
	Glucose	06004C	尿液	-		10 ml	(-)		
	Occult blood Protein	07001C 06003C	尿液	-		10 ml	(-)		
	Urine routine	06012C	尿液 尿液	-		10 ml	(-): (+/-)		
	Crine routine	000120	//K/IX	-		10 1111	RBC: 0-3/HPF		
		0.5000.0					WBC: 0-5/HPF		
	Urine Sediments	06009C	尿液			10 ml	Cast: Not Found		
尿液							Bacteria: (-)/HPF		
學				腎臟病泌尿系統疾病			Reaction PH: 5.0-8.0		
檢				和糖尿病等	尿管		Glucose: (-)	當日發報告	*不接受加驗
驗							Occult blood: (-)		
							Protein: (-)		
	Urine Biochemistry	06013C	尿液			10 ml	Urobilinogen : Normal		
							Nitrite : (-) Leukocyte : (-)		
							Bilirubin : (-)		
								_	
						Ketone body: (-)	-		
	Urine creatinine	09016C	尿液			10 ml	60-250 mg/dl		
	·	·							

1	Pregnancy test	06505C	尿液	懷孕檢測]	10 ml	(-)		
	檢驗項目	健保代碼	檢體	適應症	檢驗容器	檢體量	參考值	備註	加驗時效
糞	Stool Routine	07009C	stool	消化道出血評估	糞便盒	花生米 粒大小	(-)陰性	當日發報告	
便	糞便潛血免疫分析 FOBT(EIA/LIA)	09134C	stool	消化道出血評估	定量便管	適量	<100 ng/mL(-)	當日發報告	
檢驗	Ova-direct	07011C	stool	寄生蟲觀察	糞便盒	花生米 粒大小	Not found	當日發報告	*不接受加驗
	寄生蟲卵濃縮法	07012C	stool	寄生蟲觀察	糞便盒	花生米 粒大小	Not found	當日發報告	
		1			1	1			
	檢驗項目	健保代碼	檢體	適應症	檢驗容器	檢體量	參考值	備註	加驗時效
細菌	嗜氧培養	13007C	痰、咽喉拭拭、 肾道便等 尿液等	治療及用藥評估	無菌容器	適量	Urine: No Growth in 48 hours Normal urogenital flora Sputum: Normal oral flora Pus: No growth after 3 days Stool: No Salmonella & Shigella was isolated	7天發報告	- *不接受加驗
檢驗	乙型鏈球菌篩檢(GBS)	66	Vaginal & rectal swab、尿液 等	治療及用藥評估	無菌容器	適量	乙型鏈球菌培養:陰性	7天發報告	
	Blood Culture	13016B	血液體液	治療及用藥評估	血液培養 瓶	5 ml	No growth after 6 days	10天發報告	
	TB Culture	13012B	痰	診斷結核菌	無菌火箭 筒	適量	No growth for Acid-Fast bacilli	8週發報告 (委芮弗士)	
	Acid fast stain 抗酸染色	13025C	痰	診斷結核菌	無菌火箭	適量	Not found	3日發報告 (委芮弗士)	

				1	1	1		1	ī
	檢驗項目	健保代碼	檢體	適應症	檢驗容器	檢體量	參考值	備註	加驗時效
	G-6-PD 葡萄糖六磷酸脫氫酶	09051C	全血	蠶豆症檢查	紫頭	1~3 ml	7.9~16.3 U/g Hb	3日發報告 (委台北立人)	
	HLA B-27	12086B	全血	僵直性脊椎炎	紫頭	1~3 ml	(-)	週二、週四操作	
	HCV RNA C型肝炎RNA	無法申報	serum	C型肝炎檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	Target Not Detected	週四操作	5天
	Glycated Albumin 醣化白蛋白	09139C	Serum /Plasma	糖尿病監測指標	紫頭 白/淺黃頭	1~3 ml	11-16%	七日發報告 (委台北立人)	
	Apo A1 載脂蛋白A1	12114B	serum	心血管疾病的指標	白/淺黃頭	1~3 ml	100-200 mg/dL	3日發報告 (委台北立人)	
	Apo B 載脂蛋白 B	12113B	serum	心血管疾病的指標	白/淺黃頭	1~3 ml	50 - 155 mg/dL	3日發報告 (委台北立人)	
	Lipoprotein a;Lp(a) A型脂蛋白測定	12164B	serum	心血管疾病的指標	白/淺黃頭	1~3 ml	\leq 30 mg/dL	當日發報告	
	精液分析	16001C	精液	不孕症評估	無菌容器	一次量	pH: ≥7.2 Quantity: ≥1.5ml Sperm Count:	當日發報告	*不接受加驗
	BCR-ABL定量	12207B	全血	CML	紫頭	10 ml	Not detected	隔日發報告	*不接受加驗
	HBV DNA(PCR) B型肝炎DNA	無法申報	serum	B型肝炎檢查	白/淺黃頭	1~3 ml	Target Not detected	週二操作	5天
其他項口	HbEP 血紅素電泳	08030C	全血	地中海貧血	紫頭	1~3 ml	Hb BART S:0.0-0.0% Hb A:96.7-97.8% Hb F or Hb variant: ≦ 0.5% Hb A2:2.2-3.2% Hb S:0.0-0.0 %	五日發報告 (委台北立人)	*不接受加驗
目 —	Gonozyme(PCR) 淋菌酵素	無法申報	urine	性病檢查	尿液	10 ml	(-)	週一、三、五操作	*不接受加驗
	Chlamydia DNA(PCR) 披衣菌抗原	無法申報	urine	性病檢查	尿液	10 ml	(-)	週一、三、五操作	*不接受加驗
	HIV PCR 反轉錄病毒量	無法申報	serum	性病檢查	白/淺黃頭	3 ml	Not Detected	當日發報告	3天
	ANA 抗核抗體	12053C	serum	自體免疫疾病	白/淺黃頭	1~3 ml	1:80X(-)	五日發報告 (委台北立人)	*不接受加驗
	Anti-Mitochontrial Ab 抗粒腺體抗體	12056B	serum	自體免疫疾病	白/淺黃頭	1~3 ml	1:10X(-)	十日發報告 (委台北立人)	*不接受加驗
	Anti-SmoothMuscle Ab 抗平滑肌抗體	12057B	serum	自體免疫疾病	白/淺黃頭	1~3 ml	1:10X(-)	十日發報告 (委台北立人)	*不接受加驗
	病理切	片檢體							
L	Level I	25001C		-					
-	Level II	25002C		应理知 1 1 1 人 木	应理 如 做			七日發報告	
-	Level III Level IV	25003C 25004C		, 病理切片檢查 -	病理組織			(委外聯醫或北病)	
H	Level V	25004C 250024C		-					
H	Level VI	250024C 250025C		1					
	Level VI 250025℃		超文创作的证目以上	has plante it			七日發報告		
	Needle Aspiration	15007B		婦產科細胞抹片檢查	細胞抹片			(委外聯醫或北病)	
	內外科非婦產 Non-Gyn(非婦科)Urine , sputum ,body fluid)等	E 科細胞檢體 15001C		內外科非婦產科細胞 檢體檢查	細胞抹片			七日發報告 (委外聯醫或北病)	

第一類特殊染色	25010B			七日發報告 (委外聯醫或北病)	
免疫染色	25012B			七日發報告 (委外聯醫或北病)	
預防保健抹片	31+33			七日發報告 (委外聯醫或北病)	
醫療子宮頸抹片	15017C			七日發報告 (委外聯醫或北病)	

	檢驗項目	健保代碼	檢體	適應症	檢驗容器	檢體量	參考值	備註	加驗時效
	APO E 脂蛋白酶元 E (申請認證中,暫不提供)	N/A	全血	APO E基因分型	紫頭	3 ml	ApoE E2/E2 \ E3/E3 \ E4/E4 \ E2/E3 \ E2/E4	癌症篩檢、診斷、 治療及預後之基因 檢測	*不接受加驗
	BRCA 1/2 基因序列分析 BRCA 1/2 Gene Analysis (申請認證中,暫不提供)	N/A	全血	檢測樣品是否含有 BRCA 1與BRCA 2基 因之突變	紫頭	3 ml	無檢出BRCA1與BRCA2 基因之可能或已知致病 突變點 (SNV或INDEL)	癌症篩檢、診斷、 治療及預後之基因 檢測	*不接受加驗
基因檢測	癌症基因序列分析 Cancer Gene Analysis (申請認證中,暫不提供)	N/A	FFPE	檢測待測樣本是否具 有特定基因之突變	以1.5mL 微管每5-6 每 有 5-6 每 表 需 之 5 5 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	毎組檢 體需送 2管	無檢出可能或已知致病 突變點 (SNV或INDEL)	癌症篩檢、診斷、 治療及預後之基因 檢測	*不接受加驗
	胚胎著床前染色體篩 檢 PGT-A (申請認證中,暫不提供)	N/A	Embryo	檢測待測胚胎之染色 體(套數)是否異常	胚胎切片 置於 0.2mL PCR反應 管。	管內檢 體含液 體體超 不超 5μl	未檢出染色體異常 (Euploidy)	產前及新生兒染色 體與基因變異檢測	*不接受加驗